

Noa

By GC Aesthetics™

PRODUKT- KATALOG



Post-operative Versorgung

by GC Aesthetics

GC Aesthetics arbeitet als globaler Marktführer mit 40 Jahren Erfahrung in der medizinischen Ästhetik leidenschaftlich daran, die Branche mithilfe von Innovation und außerordentlichen Kundenerfahrungen voranzubringen.

Die Unterstützung der Ärzte und der Patienten vor, während und nach einer Operation liegt uns am Herzen.

Genesung nach der Operation

Klinische Studien haben gezeigt, dass Kompressionsbekleidung den Heilungsprozess des Körpers nach Operationen unterstützt, die beim Körper ein Trauma verursachen.¹

Wir betrachten die Kompression als festen Bestandteil der Behandlung Ihrer Patienten. Wir sind sogar der Ansicht, dass die Genesung nach einer Operation genauso wichtig ist wie die Operation selbst.

Wir stellen vor: Noa

Beste Kompression, bessere Ergebnisse.

WAS IST NOA?

Eine neue Produktreihe von medizinischer Kompressionsbekleidung, um optimale Ergebnisse nach Operationen zu erzielen.

Die in Zusammenarbeit mit Marena, einem seit 25 Jahren führenden Bekleidungshersteller, entwickelte Produktreihe von Noa wird in den USA hergestellt und übertrifft alle Qualitätsstandards der Industrie, einschließlich der FDA und CE.

Unser patentiertes dreidimensionales Stretchgewebe (TriFlex™) wurde für gleichmäßigen Druck auf die Haut konzipiert und bietet eine optimale Unterstützung und Griffbarkeit für einen sicheren Halt.²

Unser Stoff ist extrem weich und dehnt sich 100 % mehr aus als die Materialien der Konkurrenz, wodurch unsere Bekleidungsprodukte einfacher zu tragen sind. Ein Komfort, der die Therapietreue der Patienten verbessert und zur Optimierung der postoperativen Ergebnisse beiträgt.^{3,4}

Zudem sind unsere Bekleidungsprodukte in zahlreichen Größen erhältlich, die sich an die Gesichts-, Brust- und Körperformen Ihrer Patienten anpassen.

GESICHT

NOA 901


SEITEN 6-9



BRUST

NOA 003 007 510

SEITEN 10-21



KÖRPER

NOA 310 147 157

SEITEN 22-33



GESICHT

NOA-901

Unisex Gesichtsmaske
mit Minimalabdeckung

VERFAHREN

Mundchirurgie
Kiefer- und Gesichtschirurgie



NOA-901

Unisex Gesichtsmaske mit Minimalabdeckung

FARBEN ● GRÖSSEN S-XL

Die Gesichtsmaske mit klinischem Design wurde für Komfort und eine einfache Anwendung entwickelt und verfügt über verstellbare Klettverschlüsse oben und unten am Kopf, die eine mühelose postoperative Anbringung gewährleisten.



Produkteigenschaften

- Verstellbarer Klettverschluss oben am Kopf.
- Verstellbarer Klettverschluss unten am Kopf.

NOA-901

Unisex Gesichtsmaske mit Minimalabdeckung

Größenangaben

| GRÖSSE | HALSGRÖSSE |
|--------|------------|
| S | 33-38 cm |
| M | 38-43 cm |
| L | 43-48 cm |
| XL | 48-53 cm |

So erfolgt die Größenbestimmung

Unsere Größenbestimmung orientiert sich an eindeutigeren Kriterien als bei normaler Bekleidung. Die genaue Größenbestimmung ist für eine optimale Passform und einen optimalen Komfort entscheidend. Bitte überprüfen Sie Ihre Maßangaben und ermitteln Sie mit der Größentabelle oben die richtige Größe.



HALS

Messen Sie Ihren Halsumfang

Angaben auf der Packung

Gewicht 0,11 kg

Abmessungen 17 cm x 22 cm

Produktcodes siehe Seiten 34-35

Hergestellt von

 Marena

BRUST

NOA-003

Nahtloser Körbchen-BH Basic

VERFAHREN

Brustvergrößerung
Brustverkleinerung
Bruststraffung





NOA-003

Nahtloser Körbchen-BH Basic

FARBEN  GRÖSSEN 32-42 B/C 34-42 D/E

Klinisches Design für Komfort und zur einfachen Anwendung. Der verstellbare Klettverschluss vorne und die Schulterriemen sorgen für eine mühelose intraoperative Anbringung, wobei ein spezielles Band unterhalb der Brustfalte Störungen und Reizungen bei der Inzision vermeidet.



Produkteigenschaften

- Verstellbare Klettverschlüsse aus Mikrofaser an Schulterriemen und der Vorderseite.
- Weiches, modernes Nahtdesign, um Druck abzubauen und den Komfort zu verbessern.
- Hoher Rücken- und Unterarmbereich für eine sanfte Passform und Komfort.
- Unique FlexFit™-Körbchen, das für eine dauerhafte Unterstützung bei Änderungen des Brustvolumens entwickelt wurde.
- Erweiterte Länge zur Vermeidung von Brustumschlagsfalten.

NOA-003

Nahtloser Körbchen-BH Basic

Größenangaben

| UNTERBRUST | BRUST | |
|-----------------------------|------------------|--------------------|
| 68,5-71 cm (US 32 / DE 85) | 86-89 cm (B-C) | |
| 73,5-76 cm (US 34 / DE 90) | 91,5-94 cm (B-C) | 96,5-99 cm (D-E) |
| 79-81 cm (US 36 / DE 95) | 96,5-99 cm (B-C) | 102-104 cm (D-E) |
| 84-86,5 cm (US 38 / DE 100) | 102-104 cm (B-C) | 107-109 cm (D-E) |
| 89-91,5 cm (US 40 / DE 105) | 107-109 cm (B-C) | 112-114,5 cm (D-E) |
| 94-96,5 cm (US 42 / DE 110) | 112-114 cm (B-C) | 117-119,5 cm (D-E) |

So erfolgt die Größenbestimmung

Unsere Größenbestimmung orientiert sich an eindeutigeren Kriterien als bei normalen BHs.

Befolgen Sie die folgenden Schritte für eine möglichst genaue Messung:



SCHRITT 1
Messen Sie Ihre Unterbrust, um Ihre Bandgröße zu ermitteln.



SCHRITT 2
Messen Sie den größten Teil Ihrer Brust, um Ihre Körbchengröße zu ermitteln.

Angaben auf der Packung

Gewicht 0,115 kg
Abmessungen 17 cm x 22 cm
Produktcodes siehe Seiten 34-35

NB. Die Deutsche Größen stellt nur eine Annäherung dar. Für die korrekte Auswahl der Kompressionsbekleidung folgen Sie bitte den Anleitungen zum Messen der exakten Größe.

Hergestellt von

 Marena

BRUST

NOA-007

Nahtloser Körbchen-BH
mit Implantatstabilisator

VERFAHREN

Brustvergrößerung
Implantatstabilisierung



NOA-007

Nahtloser Körbchen-BH mit Implantatstabilisator

FARBEN  GRÖSSEN 32-42 B/C 34-42 D/E

Klinisches Design für Komfort und zur einfachen Anwendung. Der verstellbare Klettverschluss vorne und die Schulterriemen sorgen für eine mühelose intraoperative Anbringung, wobei ein spezielles Band unterhalb der Brustfalte Störungen und Reizungen bei der Inzision vermeidet. Zusätzliches Stabilisierungsband für eine erhöhte Implantatstabilität.



Produkteigenschaften

- 3-reihige Klettverschlüsse aus Mikrofaser an Schulterriemen.
- Integriertes Band zur Implantatstabilisierung mit mehreren Positionierhilfen.
- Weiches Material, zur Vermeidung von Reizungen unter dem Arm.
- Unique FlexFit™-Körbchen, das für eine dauerhafte Unterstützung bei Änderungen des Brustvolumens entwickelt wurde.
- 3-reihiger Klettverschluss aus Mikrofaser vorne.
- Weiches elastisches Unterbrustband.

NOA-007

Nahtloser Körbchen-BH mit Implantatstabilisator

Größenangaben

| UNTERBRUST | BRUST | |
|-----------------------------|------------------|--------------------|
| 68,5-71 cm (US 32 / DE 85) | 86-89 cm (B-C) | |
| 73,5-76 cm (US 34 / DE 90) | 91,5-94 cm (B-C) | 96,5-99 cm (D-E) |
| 79-81 cm (US 36 / DE 95) | 96,5-99 cm (B-C) | 102-104 cm (D-E) |
| 84-86,5 cm (US 38 / DE 100) | 102-104 cm (B-C) | 107-109 cm (D-E) |
| 89-91,5 cm (US 40 / DE 105) | 107-109 cm (B-C) | 112-114,5 cm (D-E) |
| 94-96,5 cm (US 42 / DE 110) | 112-114 cm (B-C) | 117-119,5 (D-E) |

So erfolgt die Größenbestimmung

Unsere Größenbestimmung orientiert sich an eindeutigeren Kriterien als bei normalen BHs.

Befolgen Sie die folgenden Schritte für eine möglichst genaue Messung:



SCHRITT 1

Messen Sie Ihre Unterbrust, um Ihre Bandgröße zu ermitteln.



SCHRITT 2


Messen Sie den größten Teil Ihrer Brust, um Ihre Körbchengröße zu ermitteln.

Angaben auf der Packung

Gewicht 0,12 kg **Abmessungen** 17 cm x 22 cm
Produktcodes siehe Seiten 34-35

NB. Die Deutsche Größen stellt nur eine Annäherung dar. Für die korrekte Auswahl der Kompressionsbekleidung folgen Sie bitte den Anleitungen zum Messen der exakten Größe.

So wird es verwendet



Erstens: Stecken Sie die Arme in die Armausschnitte oder Ärmel. Schließen Sie die Klettverschlüsse und/oder den Reißverschluss vorne und beginnen Sie mit der mittleren Reihe oder der bequemsten Einstellung. Stellen Sie nach dem Verstellen des vorderen Verschlusses die Schulterriemen so ein, dass sie gleichmäßig sind.

Zweitens: Positionieren Sie das linke Seitenband so, dass der obere Rand des Bandes auf den oberen Rand des Positionierungspunkts ausgerichtet ist.

Drittens: Positionieren Sie das rechte Seitenband so, dass der obere Rand des Bandes auf den oberen Rand des Positionierungspunkts ausgerichtet ist, sichern Sie das Klettband am linken Seitenband.

Hergestellt von

 Marena

BRUST

NOA-510

Band zur
Implantatstabilisierung

VERFAHREN

Brustvergrößerung
Rekonstruktion



NOA-510

Band zur Implantatstabilisierung

FARBEN EINE GRÖSSE Bis zu 122 cm Brustumfang

Dieses verstellbare elastische Band zur Implantatstabilisierung besteht aus einem unterstützenden, weichen Gummiband mit Klettverschluss für die Anwendung nach Brustvergrößerungen.



BH nicht inbegriffen.



Produkteigenschaften

- Verstellbarer Klettverschluss.
- Weiches, elastisches Band.
- Passt bis zu einem Brustumfang von 122 cm.

NOA-510

Band zur Implantatstabilisierung



So erfolgt die Größenbestimmung

Unsere Größenbestimmung orientiert sich an eindeutigeren Kriterien als bei normaler Bekleidung. Dieses Band zur Implantatstabilisierung ist verstellbar und passt zu einem Brustumfang von bis zu 122 cm.

Angaben auf der Packung

Gewicht 0,27 kg
Abmessungen 17 cm x 22 cm
 Produktcodes siehe Seiten 34-35

Hergestellt von

 Marena

KÖRPER

NOA-310

Damenweste
mit offener Brust

VERFAHREN

Oberarmstraffung
Armmodellierung



NOA-310

Damenweste mit offener Brust

FARBEN   GRÖSSEN 2XS-4XL

Klinisches Design für Komfort und zur einfachen Anwendung. Diese offene Brustweste verfügt über verstellbare Klettverschlüsse, die eine mühelose intraoperative Anbringung ermöglichen.



Produkteigenschaften

- 3-reihiger oberer Klettverschluss vorne.
- Offene Brust.
- 3-reihiger unterer Klettverschluss vorne.
- Weiches, elastisches Band.
- $\frac{3}{4}$ -lange Ärmel.



NOA-310

Damenweste mit offener Brust

Größenangaben

| GRÖSSE | ARM | UNTERBRUST |
|--------|----------|------------|
| 2XS | 22-24 cm | 58-64 cm |
| XS | 24-26 cm | 64-69 cm |
| S | 26-27 cm | 69-74 cm |
| M | 27-29 cm | 74-79 cm |
| L | 29-30 cm | 79-84 cm |
| XL | 30-33 cm | 84-91 cm |
| 2XL | 33-36 cm | 91-102 cm |
| 3XL | 36-40 cm | 102-112 cm |
| 4XL | 40-44 cm | 112-122 cm |

So erfolgt die Größenbestimmung

Unsere Größenbestimmung orientiert sich an eindeutigeren Kriterien als bei normalen BHs.

Befolgen Sie die folgenden Schritte für eine möglichst genaue Messung:



SCHRITT 1

Messen Sie den breitesten Teil Ihres Armes.



SCHRITT 2

Messen Sie Ihre Unterbrust.

Angaben auf der Packung

Gewicht 0,17 kg

Abmessungen 17 cm x 22 cm

Produktcodes siehe Seiten 34-35

Hergestellt von

 Marena

KÖRPER

NOA-147

Damenmiederhose
mit hohem Rücken

WADENLÄNGE

VERFAHREN

Fettabsaugung
Bauchstraffung



NOA-147

Damenmiederhose mit hohem Rücken WADENLÄNGE

FARBEN   GRÖSSEN S-3XL

Dieser Bodysuit wurde für eine bequeme Unterstützung und einfache Anwendung nach Fettabsaugungen und Körperoperationen entwickelt, ist durch Schwankungen bei der Schwellung verstellbar und verfügt über gleitverstellbare Schulterriemen und eine abgestufte Kompression im Unterschenkel.



Produkteigenschaften

- Verstellbare Schulterriemen.
- Hoher Rücken.
- Erhöhte Riemenplattform für zusätzlichen Komfort unter dem Arm.
- Verstellbarer 3-reihiger Klettverschluss.
- Geformte Gesäßpartie.
- Offener Schritt.
- Saubere Ausführung an den Beinen, um ein Einbinden zu vermeiden.
- Abgestufte Kompression in den Beinen.

NOA-147

Damenmiederhose mit hohem Rücken WADENLÄNGE

Größenangaben

| GRÖSSE | TAILLE | HÜFTEN | OBERSCHENKEL |
|--------|-----------|------------|--------------|
| S | 66-71 cm | 91-97 cm | 51-54 cm |
| M | 71-76 cm | 97-102 cm | 54-57 cm |
| L | 76-81 cm | 102-107 cm | 57-60 cm |
| XL | 81-89 cm | 107-114 cm | 60-65 cm |
| 2XL | 89-99 cm | 114-124 cm | 65-70 cm |
| 3XL | 99-109 cm | 124-135 cm | 70-77 cm |

So erfolgt die Größenbestimmung

Unsere Größenbestimmung orientiert sich an eindeutigeren Kriterien als bei normaler Bekleidung. **Befolgen Sie die folgenden Schritte für eine möglichst genaue Messung: Beachten Sie, dass der Punkt des Eingriffs die erste Messstelle bestimmt.**



TAILLE

Messen Sie die Taille; Sie erkennen diese, wenn Sie sich zur Seite beugen, um die natürliche Falte zu finden.



HÜFTEN

Messen Sie den größten Teil der Hüften und des Gesäßes.



OBERSCHENKEL

Messen Sie den breitesten Punkt des Oberschenkels in der Nähe des Schrittes.

Angaben auf der Packung

Gewicht 0,32 kg
Abmessungen 17 cm x 22 cm
Produktcodes siehe Seiten 34-35

Hergestellt von

 Marena

KÖRPER

NOA-157

Damenmiederhose
mit hohem Rücken

UNTERLÄNGE

VERFAHREN

Fettabsaugung
Bauchstraffung



NOA-157

Damenmiederhose mit hohem Rücken UNTERLÄNGE

FARBEN   GRÖSSEN 2XS-4XL

Dieser Unterlängen-Bodysuit wurde für eine bequeme Unterstützung und einfache Anwendung nach Fettabsaugungen und Körperoperationen entwickelt, ist durch Schwankungen bei der Schwellung verstellbar und verfügt über gleitverstellbare Schulterriemen.



Produkteigenschaften

- Verstellbare Schulterriemen.
- Hoher Rücken.
- Erhöhte Riemenplattform für zusätzlichen Komfort unter dem Arm.
- Verstellbarer 3-reihiger Klettverschluss.
- Geformte Gesäßpartie.
- Offener Schritt.
- Saubere Ausführung an den Beinen, um ein Einbinden zu vermeiden.

NOA-157

Damenmiederhose mit hohem Rücken UNTERLÄNGE

Größenangaben

| GRÖSSE | TAILLE | HÜFTEN | OBERSCHENKEL |
|--------|------------|------------|--------------|
| 2XS | 56-61 cm | 81-86 cm | 44-48 cm |
| XS | 61-66 cm | 86-91 cm | 48-51 cm |
| S | 66-71 cm | 91-97 cm | 51-54 cm |
| M | 71-76 cm | 97-102 cm | 54-57 cm |
| L | 76-81 cm | 102-107 cm | 57-60 cm |
| XL | 81-89 cm | 107-114 cm | 60-65 cm |
| 2XL | 89-99 cm | 114-124 cm | 65-70 cm |
| 3XL | 99-109 cm | 124-135 cm | 70-77 cm |
| 4XL | 109-119 cm | 135-145 cm | 77-86 cm |

So erfolgt die Größenbestimmung

Unsere Größenbestimmung orientiert sich an eindeutigeren Kriterien als bei normaler Bekleidung. **Befolgen Sie die folgenden Schritte für eine möglichst genaue Messung: Beachten Sie, dass der Punkt des Eingriffs die erste Messstelle bestimmt.**



TAILLE

Messen Sie die Taille; Sie erkennen diese, wenn Sie sich zur Seite beugen, um die natürliche Falte zu finden.



HÜFTEN

Messen Sie den größten Teil der Hüften und des Gesäßes.



OBERSCHENKEL

Messen Sie den breitesten Punkt des Oberschenkels in der Nähe des Schrittes.

Angaben auf der Packung

Gewicht 0,27 kg
Abmessungen 17 cm x 22 cm
Produktcodes siehe Seiten 34-35

Hergestellt von

 Marena

Produktcodes

NOA-901

Unisex Gesichtsmaske mit Minimalabdeckung

| GRÖSSE | FARBE | CODE |
|--------|-------|--------------|
| S | Beige | NOA-901-S-H |
| M | Beige | NOA-901-M-H |
| L | Beige | NOA-901-L-H |
| XL | Beige | NOA-901-XL-H |

NOA-003

Nahtloser Körbchen-BH Basic

| GRÖSSE | FARBE | CODE |
|-----------------------|---------|------------------|
| US 32 / DE 85 B-C | Schwarz | NOA-003-32 B/C-B |
| | Beige | NOA-003-32 B/C-H |
| US 34 / DE 90 B-C | Schwarz | NOA-003-34 B/C-B |
| | Beige | NOA-003-34 B/C-H |
| US 34 / DE 90 D-E | Schwarz | NOA-003-34 D/E-B |
| | Beige | NOA-003-34 D/E-H |
| US 36 / DE 95 B-C | Schwarz | NOA-003-36 B/C-B |
| | Beige | NOA-003-36 B/C-H |
| US 36 / DE 95 D-E | Schwarz | NOA-003-36 D/E-B |
| | Beige | NOA-003-36 D/E-H |
| US 38 / DE 100 B-C | Beige | NOA-003-38 B/C-H |
| | Schwarz | NOA-003-38 D/E-B |
| US 38 / DE 100 D-E | Beige | NOA-003-38 D/E-H |
| | Schwarz | NOA-003-40 B/C-B |
| US 40 / DE 105 B-C | Beige | NOA-003-40 B/C-H |
| | Schwarz | NOA-003-40 D/E-B |
| US 40 / DE 105 D-E | Beige | NOA-003-40 D/E-H |
| | Schwarz | NOA-003-42 B/C-B |
| US 42 / DE 110 B-C | Beige | NOA-003-42 B/C-H |
| | Schwarz | NOA-003-42 D/E-B |
| US 42 / DE 110 D-E | Beige | NOA-003-42 D/E-H |

NOA-007

Nahtloser Körbchen-BH mit Implantatstabilisator

| GRÖSSE | FARBE | CODE |
|-----------------------|---------|------------------|
| US 32 / DE 85 B-C | Beige | NOA-007-32 B/C-H |
| | Schwarz | NOA-007-34 D/E-B |
| US 34 / DE 90 B-C | Beige | NOA-007-34 B/C-H |
| | Beige | NOA-007-34 D/E-H |
| US 36 / DE 95 B-C | Beige | NOA-007-36 B/C-H |
| | Schwarz | NOA-007-36 D/E-B |
| US 36 / DE 95 D-E | Beige | NOA-007-36 D/E-H |
| | Schwarz | NOA-007-38 B/C-B |
| US 38 / DE 100 B-C | Beige | NOA-007-38 B/C-H |
| | Schwarz | NOA-007-38 D/E-B |
| US 38 / DE 100 D-E | Schwarz | NOA-007-40 B/C-B |
| | Beige | NOA-007-40 B/C-H |
| US 40 / DE 105 B-C | Schwarz | NOA-007-40 D/E-B |
| | Schwarz | NOA-007-42 B/C-B |
| US 40 / DE 105 D-E | Beige | NOA-007-42 B/C-H |
| | Schwarz | NOA-007-42 D/E-B |
| US 42 / DE 110 B-C | Beige | NOA-007-42 B/C-H |
| | Schwarz | NOA-007-42 D/E-B |
| US 42 / DE 110 D-E | Schwarz | NOA-007-42 D/E-B |

NOA-510

Band zur Implantatstabilisierung

| GRÖSSE | FARBE | CODE |
|------------|---------|-------------|
| Eine Größe | Schwarz | NOA-510-U-B |
| Eine Größe | Weiß | NOA-510-U-W |

NB. Die Deutsche Größen stellt nur eine Annäherung dar. Für die korrekte Auswahl der Kompressionsbekleidung folgen Sie bitte den Anleitungen zum Messen der exakten Größe.

NOA-310

Damenweste mit offener Brust

| GRÖSSE | FARBE | CODE |
|--------|---------|---------------|
| 2XS | Schwarz | NOA-310-2XS-B |
| | Beige | NOA-310-2XS-H |
| XS | Schwarz | NOA-310-XS-B |
| | Beige | NOA-310-XS-H |
| S | Schwarz | NOA-310-S-B |
| | Beige | NOA-310-S-H |
| M | Schwarz | NOA-310-M-B |
| | Beige | NOA-310-M-H |
| L | Schwarz | NOA-310-L-B |
| | Beige | NOA-310-L-H |
| XL | Schwarz | NOA-310-XL-B |
| | Beige | NOA-310-XL-H |
| 2XL | Schwarz | NOA-310-2XL-B |
| | Beige | NOA-310-2XL-H |
| 3XL | Schwarz | NOA-310-3XL-B |
| | Beige | NOA-310-3XL-H |
| 4XL | Schwarz | NOA-310-4XL-B |
| | Beige | NOA-310-4XL-H |

NOA-147

Wadenlängen-Damenmiederhose mit hohem Rücken

| GRÖSSE | FARBE | CODE |
|--------|---------|---------------|
| S | Schwarz | NOA-147-S-B |
| | Beige | NOA-147-S-H |
| M | Schwarz | NOA-147-M-B |
| | Beige | NOA-147-M-H |
| L | Schwarz | NOA-147-L-B |
| | Beige | NOA-147-L-H |
| XL | Schwarz | NOA-147-XL-B |
| | Beige | NOA-147-XL-H |
| 1XL | Schwarz | NOA-147-1XL-B |
| | Beige | NOA-147-1XL-H |
| 2XL | Schwarz | NOA-147-2XL-B |
| | Beige | NOA-147-2XL-H |
| 3XL | Schwarz | NOA-147-3XL-B |
| | Beige | NOA-147-3XL-H |

NOA-157

Unterlängen-Damenmiederhose mit hohem Rücken

| GRÖSSE | FARBE | CODE |
|--------|---------|---------------|
| 2XS | Schwarz | NOA-157-2XS-B |
| | Beige | NOA-157-2XS-H |
| XS | Schwarz | NOA-157-XS-B |
| | Beige | NOA-157-XS-H |
| S | Schwarz | NOA-157-S-B |
| | Beige | NOA-157-S-H |
| M | Schwarz | NOA-157-M-B |
| | Beige | NOA-157-M-H |
| L | Schwarz | NOA-157-L-B |
| | Beige | NOA-157-L-H |
| XL | Schwarz | NOA-157-XL-B |
| | Beige | NOA-157-XL-H |
| 1XL | Schwarz | NOA-157-1XL-B |
| | Beige | NOA-157-1XL-H |
| 2XL | Schwarz | NOA-157-2XL-B |
| | Beige | NOA-157-2XL-H |
| 3XL | Schwarz | NOA-157-3XL-B |
| | Beige | NOA-157-3XL-H |
| 4XL | Schwarz | NOA-157-4XL-B |



GC Aesthetics GmbH Kundenservice
Deutschland/ Österreich
Halenreihe 42
D-22359 Hamburg

Telefon: +49 (0) 40 2418 3744

Fax: +49 (0) 40 1898 6938

Mailadresse:

bestellung@eurosilicone.com

bestellung@nagor.com

Global Consolidated Aesthetics Limited, registered in Ireland with number 450181.
Registered office: Suite 601, Q House, Furze Road, Sandyford Industrial Estate,
Dublin 18, Ireland. © Copyright 2019 GC Aesthetics. A50-193.

REFERENZEN

1. Gladfelter, J (2007). Compression Garments 101. Plastic Surgical Nursing: Vol. 27, Ausgabe 2.
2. Illouz, Y.G (1989). Body sculpturing by lipoplasty. New York, NY: Churchill Livingstone.
3. Vorhandene Daten von Marena.
4. Fortes et. al (2008). Post Liposuction Compression Garment Comparison: Is there a difference?
A clinical study by the Aesthetics Center for Plastic Surgery.