

Noa

By GC Aesthetics™

# CATALOGUE PRODUITS



# Vêtements compressifs Post-opératoire *de GC Aesthetics*

En tant que leader mondial, avec plus de 40 ans d'expérience dans le domaine de la chirurgie esthétique, GC Aesthetics s'engage avec passion pour vous apporter une véritable innovation dans ce secteur.

Il nous tient à cœur d'assister  
notre communauté et le séjour  
séjour post-opératoire des patients.

## **Pour une meilleure convalescence post-opératoire**

Des études cliniques montrent que les vêtements compressifs facilitent le processus de guérison du corps à la suite d'interventions qui causent des traumatismes corporels.<sup>1</sup>

Pour nous, la compression est une partie intégrante du traitement pour le patient. Nous sommes en effet convaincus que la phase de convalescence est aussi importante que l'opération chirurgicale.

# Voici Noa

*Une meilleure compression, de meilleurs résultats.*

## QU'EST-CE QUE NOA ?

---

Une nouvelle gamme de vêtements compressifs de qualité médicale pour assurer des résultats optimaux après une intervention chirurgicale.

Développée en partenariat avec Marena, leader mondial dans le domaine des vêtements compressifs depuis plus de 25 ans, la gamme Noa est fabriquée aux États-Unis et dépasse toutes les normes de qualité de ce secteur, homologuée par la FDA et certifié CE.

Conçu pour une compression uniforme sur la peau, notre tissu extensible tridimensionnel breveté (TriFlex™) offre un soutien et une prise en main optimale pour un ajustement sûr.<sup>2</sup>

Notre tissu est extrêmement doux et s'étire deux fois plus que celui de nos concurrents, ce qui rend nos vêtements plus confortables à porter. Un confort qui améliore l'observance thérapeutique du patient et permet d'optimiser les résultats postopératoires.<sup>3,4</sup>

De plus, nos vêtements sont disponibles dans une large gamme de tailles qui s'adaptent aux contours du visage, de la poitrine et du corps de vos patients.

## CHIRURGIE DU VISAGE

**NOA 901**


PAGES 6-9



## CHIRURGIE DU SEIN

**NOA 003 007 510**

PAGES 10-21



## CHIRURGIE CORPORELLE

**NOA 310 147 157**

PAGES 22-33



# CHIRURGIE DU VISAGE

## **NOA-901**

Masque facial unisexe  
à couverture minimale

### **INTERVENTIONS**

Chirurgie esthétique du visage  
Chirurgie maxillo-faciale



## NOA-901

### Masque facial unisexe à couverture minimale

COULEURS ● TAILLES S-XL

Conçu cliniquement pour être confortable et facile à utiliser, le masque facial comporte des fermetures Velcro au sommet et à la base de la tête, pour un placement postopératoire sans effort.



#### Caractéristiques du produit

- Fermeture Velcro au sommet de la tête.
- Fermeture Velcro à la base de la tête.

## NOA-901

### Masque facial unisexe à couverture minimale

#### Informations sur les tailles

TAILLE	TAILLE DU COU
S	33-38 cm
M	38-43 cm
L	43-48 cm
XL	48-53 cm

#### Comment mesurer

Nos tailles se basent sur des critères plus explicites que les tailles de vêtements normales. Une taille précise est essentielle pour un ajustement et un confort optimal. Veuillez vérifier vos mesures et utiliser le tableau des tailles ci-dessus pour déterminer la bonne taille.



**COU**  
Mesurez la  
circonférence  
de votre cou

#### Informations sur l'emballage

Poids 0,11 kg  
Dimensions 17 cm x 22 cm  
Pour les codes des produits,  
voir les pages 34-35

Fabriqué par

 Marena

# CHIRURGIE DU SEIN

## **NOA-003**

Soutien-gorge basique  
à bonnets sans couture

### **INTERVENTIONS**

Augmentation mammaire  
Réduction mammaire  
Reconstruction mammaire  
Mastopexie



## NOA-003

### Soutien-gorge basique à bonnets sans couture

COULEURS   TAILLES 32-42 B/C 34-42 D/E

Conçu cliniquement pour le confort et la facilité d'utilisation. Les fermetures ajustables à agrafes sur la partie frontale et les bretelles permettent un placement peropératoire sans effort, avec une bande de positionnement spéciale sous le sillon sous mammaire pour éviter l'interférence et l'irritation des cicatrices lors d'une incision sous mammaire.



#### Caractéristiques du produit

- Fermetures ajustables à agrafes sur les bretelles et le devant.
- Un design de couture lisse et cousue sur l'extérieur pour éliminer la pression et améliorer le confort.
- Espace libre dans le haut du dos et sous les aisselles pour un ajustement confortable
- Bonnet unique FlexFit™ conçu pour un soutien constant en cas de changement de volume des seins.
- Longueur augmentée entre le bonnet et la bande élastique douce pour éviter le pli inframammaire.

## NOA-003

### Soutien-gorge basique à bonnets sans couture

#### Informations sur les tailles

SOUS POITRINE	POITRINE	
68,5-71 cm (US 32 / FR 85)	86-89 cm (B-C)	
73,5-76 cm (US 34 / FR 90)	91,5-94 cm (B-C)	96,5-99 cm (D-E)
79-81 cm (US 36 / FR 95)	96,5-99 cm (B-C)	102-104 cm (D-E)
84-86,5 cm (US 38 / FR 100)	102-104 cm (B-C)	107-109 cm (D-E)
89-91,5 cm (US 40 / FR 105)	107-109 cm (B-C)	112-114,5 cm (D-E)
94-96,5 cm (US 42 / FR 110)	112-114 cm (B-C)	117-119,5 cm (D-E)

#### Comment mesurer

Notre système de tailles utilise des critères plus explicites que les soutien-gorge normaux.

Suivez les étapes ci-dessous pour mesurer le plus précisément possible :



**ÉTAPE 1**  
Mesurez-vous sous la poitrine pour déterminer votre taille de poitrine.



**ÉTAPE 2**  
Mesurez la partie la plus pleine de votre poitrine pour déterminer votre taille de bonnet.

#### Informations sur l'emballage

Poids 0,115 kg

Dimensions 17 cm x 22 cm

Pour les codes produits, voir les pages 34-35

NB. Les tailles françaises (FR) sont données uniquement à titre indicatif. Il est recommandé de bien prendre les mesures pour prescrire la bonne taille de vêtement compressifs aux patients.

Fabriqué par

 Marena



# CHIRURGIE DU SEIN

## **NOA-007**

Soutien-gorge à bonnet sans  
couture avec stabilisateur  
d'implant

### **INTERVENTIONS**

Augmentation mammaire  
Réduction mammaire  
Reconstruction mammaire  
Stabilisation d'implant





## NOA-007

# Soutien-gorge à bonnet sans couture avec stabilisateur d'implant

COULEURS



TAILLES 32-42 B/C 34-42 D/E

Conçu cliniquement pour le confort et la facilité d'utilisation. Les fermetures ajustables à agrafes sur la partie frontale et les bretelles permettent un placement peropératoire sans effort, avec une bande de positionnement spéciale sous le sillon sous mammaire pour éviter l'interférence et l'irritation des cicatrices lors d'une incision sous mammaire. Bande stabilisatrice ajoutée pour une meilleure stabilité de l'implant.



### Caractéristiques du produit

- Fermetures à agrafes en microfibre à 3 positions sur les bretelles.
- Bande stabilisatrice d'implant intégrée avec plusieurs guides de positionnement.
- Matériau souple pour éviter l'irritation sous le bras.
- Bonnet unique FlexFit™ conçu pour un soutien constant en cas de changement de volume des seins.
- Fermeture à agrafes en microfibre à 3 positions sur le devant.
- Bande élastique lisse sous la poitrine.

## NOA-007

# Soutien-gorge à bonnet sans couture avec stabilisateur d'implant

### Informations sur les tailles

SOUS POITRINE	→	POITRINE	
68,5-71 cm (US 32 / FR 85)	→	86-89 cm (B-C)	
73,5-76 cm (US 34 / FR 90)	→	91,5-94 cm (B-C)	96,5-99 cm (D-E)
79-81 cm (US 36 / FR 95)	→	96,5-99 cm (B-C)	102-104 cm (D-E)
84-86,5 cm (US 38 / FR 100)	→	102-104 cm (B-C)	107-109 cm (D-E)
89-91,5 cm (US 40 / FR 105)	→	107-109 cm (B-C)	112-114,5 cm (D-E)
94-96,5 cm (US 42 / FR 110)	→	112-114 cm (B-C)	117-119,5 (D-E)

### Comment mesurer

Notre système de tailles utilise des critères plus explicites que les soutien-gorge normaux.

Suivez les étapes suivantes pour mesurer le plus précisément possible :



#### ÉTAPE 1


Mesurez-vous sous la poitrine pour déterminer votre taille de poitrine.



#### ÉTAPE 2

Mesurez la partie la plus pleine de votre poitrine pour déterminer votre taille de bonnet.

### Comment l'utiliser



**Premièrement :** Glissez chaque bras dans les trous ou les manches des bras. Fermez le Velcro et/ou la fermeture éclair devant, utilisez la position du milieu ou le réglage le plus confortable pour commencer. Après avoir réglé la fermeture avant, ajustez les bretelles de façon à ce qu'elles soient à la même hauteur.

**Deuxièmement :** Positionnez la bande latérale gauche de façon à ce que le bord supérieur de la bande soit aligné avec le bord supérieur du point de positionnement.

**Troisièmement :** Positionnez la bande latérale droite de façon à ce que le bord supérieur de la bande soit aligné avec le bord supérieur du point de positionnement, fixez le Velcro sur la bande latérale gauche.

### Informations sur l'emballage

Poids 0,12 kg Dimensions 17 cm x 22 cm  
Pour les codes de produit, voir les pages 34-35

NB. Les tailles françaises (FR) sont données uniquement à titre indicatif. Il est recommandé de bien prendre les mesures pour prescrire la bonne taille de vêtement compressifs aux patients.

Fabriqué par

Marena

# CHIRURGIE DU SEIN

## **NOA-510**

Bande stabilisatrice  
d'implant

### **INTERVENTIONS**

Augmentation mammaire  
Réduction mammaire  
Reconstruction mammaire  
Mammoplastie



## NOA-510

### Bande stabilisatrice d'implant

COULEURS

TAILLE UNIQUE Jusqu'à 122 cm de tour de poitrine

Cette bande stabilisatrice d'implant, élastique et réglable, est faite d'un élastique de soutien souple avec une fermeture Velcro pour une utilisation après les interventions de chirurgie mammaire.



Soutien-gorge non inclus.



#### Caractéristiques du produit

- Fermeture Velcro réglable.
- Bande douce et élastique.
- Convient pour un buste d'une taille allant jusqu'à 122 cm.

## NOA-510

### Bande stabilisatrice d'implant



#### Comment mesurer

Nos tailles se basent sur des critères plus explicites que les tailles de vêtements normales. Cette bande stabilisatrice d'implant est ajustable et s'adapte jusqu'à une taille de poitrine de 122 centimètres.

#### Informations sur l'emballage

Poids 0,27 kg

Dimensions 17 cm x 22 cm

Pour les codes de produits, voir les pages 34-35

Fabriqué par

 Marena

# CHIRURGIE CORPORELLE

## **NOA-310**

Brassière féminine ouverte

### **INTERVENTIONS**

Lifting des bras  
Liposuction des bras  
Ptôse cutanée des bras



## NOA-310

### Brassière féminine ouverte

COULEURS   TAILLES 2XS-4XL

Conçu cliniquement pour le confort et la facilité d'utilisation. Cette brassière ouverte est muni de fermetures à agrafes réglables qui permettent une mise en place sans effort pendant et après l'intervention.



#### Caractéristiques du produit

- Fermeture frontale supérieure à agrafes avec 3 positions.
- Poitrine ouverte.
- Fermeture frontale inférieure à agrafes avec 3 positions.
- Bande douce et élastique.
- Manches  $\frac{3}{4}$ .



## NOA-310

### Brassière féminine ouverte

#### Informations sur les tailles

TAILLE	BRAS	SOUS POITRINE
2XS	22-24 cm	58-64 cm
XS	24-26 cm	64-69 cm
S	26-27 cm	69-74 cm
M	27-29 cm	74-79 cm
L	29-30 cm	79-84 cm
XL	30-33 cm	84-91 cm
2XL	33-36 cm	91-102 cm
3XL	36-40 cm	102-112 cm
4XL	40-44 cm	112-122 cm

#### Comment mesurer

Notre système de tailles utilise des critères plus explicites que les soutien-gorge normaux.

Suivez les étapes suivantes pour mesurer le plus précisément possible.



**ÉTAPE 1**  
Mesurer la partie la plus large de votre bras.



**ÉTAPE 2**  
Mesurez la taille sous votre poitrine.

#### Informations sur l'emballage

Poids 0,17 kg

Dimensions 17 cm x 22 cm

Pour les codes des produits, voir les pages 34-35

Fabriqué par

 Marena

# CHIRURGIE CORPORELLE

## **NOA-147**

Gaine pour femmes  
avec dos haut

MI-MOLLET

### **INTERVENTIONS**

Liposuccion  
Abdominoplastie





## NOA-147

### Gaine pour femmes avec dos haut MI-MOLLET

COULEURS   TAILLES S-3XL

Conçu pour un maintien confortable et un confort d'utilisation après une liposuction et des interventions corporelles, ce body est ajustable en fonction des fluctuations des œdèmes et comporte des bretelles réglables par glissement et une compression graduée dans la partie inférieure des jambes.



#### Caractéristiques du produit

- Bretelles ajustables
- Dos haut.
- Plate-forme de bretelle surélevée pour plus de confort sous le bras.
- Fermeture à agrafes ajustable à 3 positions.
- Moulant au niveau des fessiers.
- Ouvert au niveau de l'entrejambe.
- Finition nette au niveau des jambes afin d'éviter le grippage.
- Compression graduée sur les jambes.

## NOA-147

### Gaine pour femmes avec dos haut MI-MOLLET

#### Informations sur les tailles

TAILLE	TAILLE	HANCHES	CUISSES
S	66-71 cm	91-97 cm	51-54 cm
M	71-76 cm	97-102 cm	54-57 cm
L	76-81 cm	102-107 cm	57-60 cm
XL	81-89 cm	107-114 cm	60-65 cm
2XL	89-99 cm	114-124 cm	65-70 cm
3XL	99-109 cm	124-135 cm	70-77 cm

#### Comment mesurer

Nos tailles se basent sur des critères plus explicites que les tailles de vêtements normales.

Suivez les étapes ci-dessous pour mesurer le plus précisément possible. Remarque : l'endroit de l'intervention détermine le premier point de mesure.



#### TAILLE

Mesurez la taille ; identifiez en vous penchant sur le côté pour trouver le pli naturel.



#### HANCHES

Mesurez la partie la plus pleine des hanches et des fesses.



#### CUISSES

Mesurez le point le plus large de la cuisse, près de l'entrejambe.

#### Informations sur l'emballage

Poids 0,32 kg

Dimensions 17 cm x 22 cm  
Pour les codes de produits, voir les pages 34-35

Fabriqué par

 Marena



# CHIRURGIE CORPORELLE

## **NOA-157**

Gaine pour femmes  
avec dos haut  
COURTE

### **INTERVENTIONS**

Liposuccion  
Abdominoplastie



## NOA-157

### Gaine pour femmes avec dos haut COURTE

COULEURS



TAILLES 2XS-4XL

Conçu pour un maintien confortable et un confort d'utilisation après une liposuction et des interventions corporelles, ce body court est ajustable en fonction des fluctuations des œdèmes et comporte des bretelles réglables par glissement.



#### Caractéristiques du produit

- Bretelles ajustables
- Dos haut.
- Plate-forme de bretelle surélevée pour plus de confort sous le bras.
- Fermeture à agrafes ajustable à 3 positions.
- Moulant au niveau des fessiers.
- Ouvert au niveau de l'entrejambe.
- Finition nette au niveau des jambes afin d'éviter le grippage.

## NOA-157

### Gaine pour femmes avec dos haut COURTE

#### Informations sur les tailles

TAILLE	TAILLE	HANCHES	CUISSES
2XS	56-61 cm	81-86 cm	44-48 cm
XS	61-66 cm	86-91 cm	48-51 cm
S	66-71 cm	91-97 cm	51-54 cm
M	71-76 cm	97-102 cm	54-57 cm
L	76-81 cm	102-107 cm	57-60 cm
XL	81-89 cm	107-114 cm	60-65 cm
2XL	89-99 cm	114-124 cm	65-70 cm
3XL	99-109 cm	124-135 cm	70-77 cm
4XL	109-119 cm	135-145 cm	77-86 cm

#### Comment mesurer

Nos tailles se basent sur des critères plus explicites que les tailles de vêtements normales.

Suivez les étapes ci-dessous pour mesurer le plus précisément possible. Remarque : l'endroit de l'intervention détermine le premier point de mesure.



##### TAILLE

Mesurez la taille ; identifiez en vous penchant sur le côté pour trouver le pli naturel.



##### HANCHES

Mesurez la partie la plus pleine des hanches et des fesses.



##### CUISSES

Mesurez le point le plus large de la cuisse, près de l'entrejambe.

#### Informations sur l'emballage

Poids 0,27 kg

Dimensions 17 cm x 22 cm

Pour les codes de produits, voir les pages 34-35

Fabriqué par

 Marena

# Codes produits

## NOA-901

Masque facial unisexe à couverture minimale

TAILLE	COULEUR	CODE
S	Beige	NOA-901-S-H
M	Beige	NOA-901-M-H
L	Beige	NOA-901-L-H
XL	Beige	NOA-901-XL-H

## NOA-003

Soutien-gorge basique à bonnets sans couture

TAILLE	COULEUR	CODE
US 32 / FR 85 B-C	Noir	NOA-003-32 B/C-B
	Beige	NOA-003-32 B/C-H
US 34 / FR 90 B-C	Noir	NOA-003-34 B/C-B
	Beige	NOA-003-34 B/C-H
US 34 / FR 90 D-E	Noir	NOA-003-34 D/E-B
	Beige	NOA-003-34 D/E-H
US 36 / FR 95 B-C	Noir	NOA-003-36 B/C-B
	Beige	NOA-003-36 B/C-H
US 36 / FR 95 D-E	Noir	NOA-003-36 D/E-B
	Beige	NOA-003-36 D/E-H
US 38 / FR 100 B-C	Beige	NOA-003-38 B/C-H
	Noir	NOA-003-38 D/E-B
US 38 / FR 100 D-E	Beige	NOA-003-38 D/E-H
	Noir	NOA-003-40 B/C-B
US 40 / FR 105 B-C	Beige	NOA-003-40 B/C-H
	Noir	NOA-003-40 D/E-B
US 40 / FR 105 D-E	Beige	NOA-003-40 D/E-H
	Noir	NOA-003-42 B/C-B
US 42 / FR 110 B-C	Beige	NOA-003-42 B/C-H
	Noir	NOA-003-42 D/E-B
US 42 / FR 110 D-E	Beige	NOA-003-42 D/E-H

## NOA-007

Soutien-gorge à bonnets sans couture avec stabilisateur d'implant

TAILLE	COULEUR	CODE
US 32 / FR 85 B-C	Beige	NOA-007-32 B/C-H
	Beige	NOA-007-34 B/C-H
US 34 / FR 90 B-C	Beige	NOA-007-34 B/C-H
	Noir	NOA-007-34 D/E-B
US 34 / FR 90 D-E	Beige	NOA-007-34 D/E-H
	Beige	NOA-007-36 B/C-H
US 36 / FR 95 B-C	Beige	NOA-007-36 B/C-H
	Noir	NOA-007-36 D/E-B
US 36 / FR 95 D-E	Beige	NOA-007-36 D/E-H
	Noir	NOA-007-38 B/C-B
US 38 / FR 100 B-C	Beige	NOA-007-38 B/C-H
	Noir	NOA-007-38 D/E-B
US 40 / FR 105 B-C	Noir	NOA-007-40 B/C-B
	Beige	NOA-007-40 B/C-H
US 40 / FR 105 D-E	Noir	NOA-007-40 D/E-B
	Noir	NOA-007-42 B/C-B
US 42 / FR 110 B-C	Beige	NOA-007-42 B/C-H
	Noir	NOA-007-42 D/E-B

## NOA-510

Bande stabilisatrice d'implant

TAILLE	COULEUR	CODE
Taille unique	Noir	NOA-510-U-B
Taille unique	Blanc	NOA-510-U-W

NB. Les tailles françaises (FR) sont données uniquement à titre indicatif. Il est recommandé de bien prendre les mesures pour prescrire la bonne taille de vêtement compressifs aux patients.

## NOA-310

Brassière féminine ouverte

TAILLE	COULEUR	CODE
2XS	Noir	NOA-310-2XS-B
	Beige	NOA-310-2XS-H
XS	Noir	NOA-310-XS-B
	Beige	NOA-310-XS-H
S	Noir	NOA-310-S-B
	Beige	NOA-310-S-H
M	Noir	NOA-310-M-B
	Beige	NOA-310-M-H
L	Noir	NOA-310-L-B
	Beige	NOA-310-L-H
XL	Noir	NOA-310-XL-B
	Beige	NOA-310-XL-H
2XL	Noir	NOA-310-2XL-B
	Beige	NOA-310-2XL-H
3XL	Noir	NOA-310-3XL-B
	Beige	NOA-310-3XL-H
4XL	Noir	NOA-310-4XL-B
	Beige	NOA-310-4XL-H

## NOA-147

Gaine pour femme mi-mollet avec dos haut

TAILLE	COULEUR	CODE
S	Noir	NOA-147-S-B
	Beige	NOA-147-S-H
M	Noir	NOA-147-M-B
	Beige	NOA-147-M-H
L	Noir	NOA-147-L-B
	Beige	NOA-147-L-H
XL	Noir	NOA-147-XL-B
	Beige	NOA-147-XL-H
1XL	Noir	NOA-147-1XL-B
	Beige	NOA-147-1XL-H
2XL	Noir	NOA-147-2XL-B
	Beige	NOA-147-2XL-H
3XL	Noir	NOA-147-3XL-B
	Beige	NOA-147-3XL-H

## NOA-157

Gaine courte pour femme avec dos haut

TAILLE	COULEUR	CODE
2XS	Noir	NOA-157-2XS-B
	Beige	NOA-157-2XS-H
XS	Noir	NOA-157-XS-B
	Beige	NOA-157-XS-H
S	Noir	NOA-157-S-B
	Beige	NOA-157-S-H
M	Noir	NOA-157-M-B
	Beige	NOA-157-M-H
L	Noir	NOA-157-L-B
	Beige	NOA-157-L-H
XL	Noir	NOA-157-XL-B
	Beige	NOA-157-XL-H
1XL	Noir	NOA-157-1XL-B
	Beige	NOA-157-1XL-H
2XL	Noir	NOA-157-2XL-B
	Beige	NOA-157-2XL-H
3XL	Noir	NOA-157-3XL-B
	Beige	NOA-157-3XL-H
4XL	Noir	NOA-157-4XL-B



Pour plus d'informations sur nos produits, veuillez  
consulter le site [www.gcaesthetics.com](http://www.gcaesthetics.com) ou nous  
contacter à [info@gcaesthetics.com](mailto:info@gcaesthetics.com)

Global Consolidated Aesthetics Limited, registered in Ireland with number 450181.  
Registered office: Suite 601, Q House, Furze Road, Sandyford Industrial Estate,  
Dublin 18, Ireland. © Copyright 2019 GC Aesthetics. A50-193.

---

#### RÉFÉRENCES

1. Gladfelter, J (2007). Compression Garments 101. Plastic Surgical Nursing: Vol. 27, Issue 2.
2. Illouz, Y.G (1989). Body sculpturing by lipoplasty. New York, N.Y: Churchill Livingstone.
3. Données d'archive de Marena.
4. Fortes et. al (2008). Post Liposuction Compression Garment Comparison: Is there a difference?  
A clinical study by the Aesthetics Center for Plastic Surgery.