



Alla scoperta di **CURVEO™**

Una protesi per glutei
completamente nuova,
sviluppata dalla tecnologia
del gel **IMPLEO™**.



Un gel altamente resistente, dalla forma stabile per un **aspetto naturale**.



L'indicazione di nuovi punti di reperi* permette una **maggiore precisione durante il posizionamento**.



Rapporto ottimale tra proiezione e larghezza di base,
per **migliori risultati a livello estetico**.

NAGÔR™

Perchè CURVEO™

UNA PROTESI ALTAMENTE RESISTENTE E DALLA FORMA STABILE PER UN ASPETTO NATURALE.

Sviluppato a partire dall'esperienza e dalla tecnologia del gel utilizzato nelle protesi mammarie di successo IMPLEO™.

La protesi presenta uno spesso involucro in elastometro, resistente ma altamente elastico allo stesso tempo, che garantisce una straordinaria prestazione del prodotto.

MAGGIORI PUNTI DI REPERE* CHE PERMETTONO UNA MAGGIORE PRECISIONE DURANTE IL POSIZIONAMENTO

I punti di repere*, sotto forma di punti e linee, permettono una maggiore precisione durante il posizionamento.

La protesi presenta inoltre una superficie liscia, che minimizza il rischio di abrasione.

RAPPORTO OTTIMALE TRA PROIEZIONE E LARGHEZZA DI BASE, PER MIGLIORI RISULTATI A LIVELLO ESTETICO.

CURVEO™ presenta due configurazioni di base, con un totale di 13 varianti – sei rotonde e sette anatomiche – per fornire una più ampia scelta.

Il rapporto ottimale tra la proiezione e la larghezza di base conferisce risultati equilibrati e naturali dal punto di vista estetico, quando inserita a livello intramuscolare oppure sotto fasciale.

Protesi Rotonda

Un punto di orientamento indica il centro della protesi e il punto di massima proiezione.



Superficie anteriore



Superficie Posteriore

GLT-R Protesi per glutei rotonda

Codice Prodotto	Diametro (cm)	Proiezione (cm)	Peso (g)
GLT-R 200	11,1	3,3	200
GLT-R 240	11,6	3,5	240
GLT-R 260	11,9	3,6	260
GLT-R 300	12,4	3,8	300
GLT-R 330	13,0	3,8	330
GLT-R 380	13,6	4,1	380

Protesi Anatomica

Una linea di orientamento orizzontale indica il centro della protesi.



Superficie anteriore



Superficie Posteriore

Sei punti di orientamento:

Tre punti sulla superficie anteriore; due ad indicare la parte inferiore e ad indicare la parte superiore della protesi.
Tre punti sulla superficie posteriore affinché combaci con quella anteriore.

GLT-A Protesi per glutei anatomica

Codice Prodotto	Altezza (cm)	Larghezza (cm)	Proiezione (cm)	Peso (g)
GLT-A 215	13,6	9,9	2,8	215
GLT-A 285	13,9	10,9	3,3	287
GLT-A 305	14,3	11,0	3,4	305
GLT-A 345	14,5	11,4	3,6	345
GLT-A 385	15,0	11,7	4,2	385
GLT-A 440	15,2	12,1	4,6	440
GLT-A 470	15,2	12,1	4,8	470

Tutte le dimensioni e i pesi sono indicativi.

È possibile che si verifichino piccole variazioni tra catalogo ed etichetta del prodotto.

*Rispetto alle protesi per glutei GC Aesthetics

“La bellezza è la migliore
lettera di raccomandazione”
- *Aristotele* -

Per maggiori informazioni sui nostri
prodotti visitate www.gcaesthetics.com

o inviate una e-mail a
info@gcaesthetics.com



GC Aesthetics Italy Srl
Via Andrea Doria, 7 - 20124 Milano
P.IVA 09100740969
Tel. +39 0541 616713

