

## Nuovo<sup>3</sup> processo di sterilizzazione con confezione blister.

IMPLEO è sterilizzato tramite calore secco ed è disponibile in una nuova<sup>3</sup> confezione più facile da aprire.

Come aprire le protesi mammarie IMPLEO:



Angoli curvati consentono la facile rimozione dalla confezione principale esterna in condizioni pulite e asettiche.



Il sistema della confezione interna consiste in un sistema barriera doppia sterile realizzato in policarbonato sigillato a caldo.



Una rientranza consente la facile rimozione del blister interno dalla confezione esterna.



Rimuovere la linguetta per aprire la confezione principale interna.



<sup>3</sup> Rispetto a confezione e processo precedenti.

## Rilassati, sei al sicuro...

### Presentazione della garanzia GCA Comfort

Come protesi GCA, IMPLEO offre la garanzia GCA Comfort, una garanzia a vita contro la rottura e la contrattura capsulare.



Per maggiori informazioni sui nostri prodotti, visita [www.gcaesthetics.com](http://www.gcaesthetics.com) o invia un-e-mail a [ComfortGuarantee@gcaesthetics.com](mailto:ComfortGuarantee@gcaesthetics.com).

GC Aesthetics (UK) Ltd, una società registrata in Inghilterra e Galles (numero di iscrizione 06459576).  
Sede legale: Suite 601, Q House, Furze Road, Sandyford, Dublin 18, Irlanda.

© Copyright 2015 GC Aesthetics  
A30-226



# IMPLEO™

per NAGÔR®

## Una nuova generazione di protesi mammarie rotonde.



Da oltre tre decenni, GC Aesthetics sviluppa prodotti nuovi e interessanti nel settore delle protesi mammarie sotto il marchio Nagor®.

**Cosa offre la sesta generazione di protesi mammarie:**

- Gel coesivo virtualmente indistruttibile.<sup>1</sup>
- Migliore adesione<sup>2</sup> tra gel e involucro.
- Una protesi rotonda con un gel morbido, indeformabile.



**Perché scegliere IMPLEO™?**

**SiloGel Twist™**

- Virtualmente indistruttibile
- Indeformabile
- Morbido al tatto
- Ripieno al 100%




**SiloGard™ 360°**

Uno strato barriera protettivo concepito per minimizzare la diffusione del gel.


**Nagotex®**

La superficie in silicone Nagotex è una texture di media misura, studiata per incrementare l'adesione del tessuto, minimizzare la rotazione e la contrattura capsulare.



**Una scelta intelligente**


IMPLEO dispone di una gamma di profili differenziati per volume (peso) o larghezza di base, offrendo così una maggiore scelta sia ai chirurghi sia ai pazienti.



**Stabilità di forma**

Paziente 1: 37 anni

Paziente 2: 24 anni



MRI in posizione seduta  
Protesi ad alto profilo  
Sottopettorale

MRI in posizione sdraiata  
Protesi ad alto profilo  
Sottopettorale

MRI in posizione sdraiata  
Protesi ad alto profilo  
Sottoghiandolare

**IMPLEO™:  
Cambiamento del  
paradigma delle  
protesi mammarie.**

Ideato con il riscontro dei chirurghi sulle esigenze insoddisfatte in materia di morbidezza e stabilità della forma.

